Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

# Zubehör Urologie

## Urologisches Gleitgel 6 g

| | |
|---|---|
| ArtNr: | 22199028 |
| Umkarton: | 200 Packungen |

**Beschreibung:**

- 10 ml
- 10% Glycerin in Aqua ad Injectabilia
- Füllmedium zum Blocken von urologischen Ballonkathetern
- nicht für Injektion verwenden
- steril