Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,70 x 90 mm, schwarz, 22G x 3 1/2" (25 Stück)

ArtNr:	16112235
PZN:	07545866
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405181

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,70 x 90 mm
- 22G x 3 1/2"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- schwarz