Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

# Beatmung



## Endo-Breezer Tubus Magill Ch 26 (10 Stück)

ArtNr: 40004665

**Beschreibung:**
Aus medizinischem PVC

- Mit Universaldruck-Manschette
- InnenØ: 6,5 mm
- Mit Ballon und Murphy-Auge
- Kontrollcuff
- Aufgesetzter Normkonnektor
- Nasal und oral verwendbar
- Mit durchgehendem Kontrast-Röntgenstreifen
- Für kurze und mittelfristige Beatmungsdauer
- Schonende Magill-Spitze
- Besonders dünnwandige und flexible Tubus-Manschetten
- Prüfballon mit Chargenaufdruck
- Einzeln steril verpackt
- Mit Kontraststreifen über die ganze Tubuslänge
- Mit bereits aufgesetztem Normkonnektor