Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Patientenüberwachung



PROBP2000-P, Digitales Blutdruckmessgerät m. FlexiPort-Manschette Gr. 11, mit Netzteil, Nachfolger von ProBP3400

ArtNr:	79020122
Hersteller:	Welch Allyn GmbH
Hersteller Nr:	802LTON-UL2

Beschreibung:

- Blutdruckmesswerte werden beim Aufpumpen bequemer in etwa 20 Sekunden erfasst
- entspricht den AAMI-Normen für die Genauigkeit von Blutdruckmessungen
- die Messung beim Aufpumpen der Manschette wird per Knopfdruck eingeleitet
- bei Bewegung ist die Messung zu 97 % abgeschlossen
- die einzigartige Ein-Punkt-Steckverbindung erleichtert das Anbringen von Manschettenschläuchen und -anschlüssen, um geschäftige Arbeitsabläufe besser zu unterstützen
- das ProBP 2000 ist mit den wiederverwendbaren FlexiPort-Manschetten kompatibel und wird in Größen für Kinder bis zu großen Erwachsenen sowie für die Messung am Oberschenkel angeboten (15 – 55 cm)