Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Patientenüberwachung



VSM 300, Vitaldaten-Überwachungs-Monitor, Nellcor SpO2

ArtNr:	79020104
Hersteller:	Welch Allyn GmbH
Hersteller Nr:	53-NOP-G2

Beschreibung:
Langzeitüberwachungsmonitor für die Vitalfunktionen Blutdruck (nicht invasiv, NIBP) und Sauerstoffsättigung

- Mehr-Patienten-Modi: separate Betriebsmodi für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- Automatischer Blutdruck-Modus: wählen Sie aus 13 Messungsintervallen
- Programmierbare Warnsignale: für hohe/niedrige Systole, Diastole und Pulsfrequenz
- LCD-Display: Uhrenfenster und Menünavigation
- LED-Display: helle, übersichtliche Anzeige der kritischen Parametermessungen
- Eingebauter Speicher: speichert bis zu 99 Messdatensätze
- bewegungsunempfindlichen Pulsoximetrie-Technologie (SpO2) von Nellcor®
- integrierter Thermodrucker für Trendanalyse und Erstellung von Krankenberichten