
Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Kleinvolumige Spritzen



Omnifix F Spritze 1 ml TBC Luer (ursrünglich Softject), 3-teilig (100 Stück)

ArtNr:	10261000
PZN:	00569881
Umkarton:	18 Packungen
Hersteller:	B.Braun
Hersteller Nr:	9161406

Beschreibung:

- dreiteilige TBC-Spritze
- 1 ml
- 0,01 ml-Graduirung
- ohne Kanüle
- Luer
- einzeln steril verpackt