
Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Beatmung



Endo-Breezer Paediatrie Tubus CH 26 (10 Stück)

ArtNr: 40004565

Beschreibung:
Endotrachealtubus

- Innen-Ø: 6,5 mm
- Tuben ohne Ballon
- Mit Murphy-Auge
- Mit abgerundeter Magill-Spitze und Tiefenmarkierung