Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Sonderkanülen



Mediplast Spezialkanülen 21 G, 0,80 x 110 mm (20 Stück)

ArtNr: 19610201

Beschreibung:
Subkutankanülen mit Spezialschliff

- vielseitig anwendbar, z. B. Fruchtwasseruntersuchungen
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt
- Metallkanüle mit Luer-Lock-Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Material: PP/PE/Medical Grade Edelstahl